

# Infografiando: Midline

# MIDLINE

@Creative\_Nurse

## Catéter Venoso de Inserción Periférica




**MIDLINE (línea media)** la punta queda en la línea media axilar. Solo dispone de una luz.

Se recomienda su uso en caso de tratamientos que duren **entre 6 días y 4 semanas**



Las soluciones apropiadas para infundir son aquellas que tienen un **pH de 5 a 9**, o una **osmolaridad de menos de 500 mOsm**

Para fijar el catéter se utilizan sistemas de **fijación sin sutura**



Se colocan generalmente en las venas del brazo **basílica, cefálica o braquial**, y el extremo distal termina por debajo del nivel de la línea axilar.

Son dispositivos de acceso venoso periférico de **8-25 cm de longitud** y un diámetro (3-5 F)

Inserción mediante **técnica Seldinger con micropunción** o **guiada por ultrasonidos**

